


Anti-Ephx2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P34913

Artikelnummer: CM0002501



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes EPHX2 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Lipidstoffwechselwegen und Xenobiotika-Detoxifikationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2053
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem EPHX2 (P34913) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P34913
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel