


Anti-Ephx2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P34913

Artikelnummer: CM0021756



Einführung

Polyklonaler EPHX2-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-EPHX2. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von Epoxidhydrolase und Lipidphosphatase in Entgiftungs- und Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPHX2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2053
GeneID	2053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-240 des humanen EPHX2 (NP_001970.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34913
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Kühlpack