


Anti-Epm2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95278

Artikelnummer: CM0028396



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EPM2A/Laforin, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Lafora-Krankheit, Glykogenstoffwechsel- und Neurologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPM2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPM2; MELF; EPM2A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7957
Gen-ID	7957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 244-331 von humanem EPM2A (NP_005661.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95278
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistasche