


Anti-Epn1 (Epsin-1) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6I3

Artikelnummer: CM0024065



Einführung

Validierter kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes EPN1 (Epsin-1). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielprotein beteiligt an Clathrin-vermittelter Endozytose und Membrankrümmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29924
GenID	29924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 130-180 des humanen EPN1 (NP_037465.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonalen Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6I3
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel