

Anti-Epn2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - O95208

Artikelnummer: CM0023078

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Epn2 (Epsin-2), gewonnen gegen Maus-Peptid und kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Validiert für WB und ELISA; entwickelt für die Endozytose-Forschung. Ideal für Studien zur Clathrin-vermittelten Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Epn2 Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	Ibp2; 9530051D10Rik; Epn2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	22905
Gen-ID (Maus)	13855
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von Maus-Epn2 entspricht (XP_006532226.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95208
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel