

Anti-Epn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95208

Artikelnummer: CM0020211

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes EPN2 (Epsin-2) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Validiert in humanen Proben. Wesentlich für die Untersuchung des Clathrin-vermittelten Endozytose und des Membranverkehrs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EHB21; EPN2
Spezies	Human
GenID (Human)	22905
GenID	22905
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-300 von humanem EPN2 (NP_683723.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95208
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel