


Anti-Epo Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01588

Artikelnummer: CM0027795



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Erythropoietin (EPO) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Erythropoese und verwandter Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EP; DBAL; ECT5; MVCD2; EPO
Spezies	Mensch
Gen-ID	2056
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 93-193 von humanem EPO (NP_000790.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01588
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel