


Anti-Epor Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P19235

Artikelnummer: CM0028876



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen Erythropoietin-Rezeptor (EPOR), validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Erythropoietin-Signalübertragung und erythroiden Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPOR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPO-R; EPOR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2057
Gen-ID	2057
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 274-508 des humanen EPOR (NP_000112.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19235
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eistasche