

## Anti-Eppin Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095925

Artikelnummer: CM0023387

### Einführung

Anti-EPPin Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. EPPIN ist ein Serinprotease-Inhibitor, der für die männliche Fruchtbarkeit und Spermienmotilität essenziell ist. Ideal für Forschung im Bereich Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | EPPIN Rabbit pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Aliaße | CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dJ461P17.2, EPPIN                                                                             |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID (Mensch)    | 57119                                                                                                                           |
| Gen-ID             | 57119                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-133 des menschlichen EPPIN (NP_065131.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS              | 095925                                                                                                                          |
| Proteingewicht     | 15 kDa                                                                                                                          |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                       |