

Anti-Eprs-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07814

Artikelnummer: CM0013766



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EPRS (bifunktionale Glutamat-/Prolin-tRNA-Ligase), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung zur Translationsregulation, zum Aminoacyl-tRNA-Synthetase-Komplex und zu GAIT-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPRS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2058
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07814
Proteinmasse	171 kDa
Versand	Kühlakku