


Anti-Eps15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42566

Artikelnummer: CM0024967



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EPS15 (EGFR-Substrat 15, AF-1p), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Geeignet für Endozytose- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPS15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
Spezies	Mensch
Gen-ID	2060
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 660-840 von humanem EPS15 enthält (NP_001972.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42566
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Kühltasche