

Anti-Eps15L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubc2

Artikelnummer: CM0029167

Einführung

Der Anti-EPS15L1-Kaninchen-Polyklonalantikörper von CamelBio zielt auf humanes EPS15L1 (Eps15R) ab. Validiert für Western Blot und ELISA, unterstützt er die Forschung zu rezeptorvermittelter Endozytose und Integrin-Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPS15L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPS15R; EPS15L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	58513
Gen-ID	58513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (475-754) des humanen EPS15L1 (NP_001245304.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBC2
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eistasche