


Anti-Eps8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12929

Artikelnummer: CM0015970



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EPS8 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Dynamik des Aktin-Zytoskeletts, der Zellmigration und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EPS8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB102; EPS8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2059
GenID	2059
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem EPS8 (NP_004438.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12929
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel