


Anti-Epsin 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6I3

Artikelnummer: CM0003697



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Epsin 1 (EPN1). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Erkennt eine 60 kDa Bande. Geeignet für Studien zur clathrin-vermittelten Endozytose und zum Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Epsin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPN1; Epsin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	29924
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem Epsin 1 (NP_001123544.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6I3
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel