


Anti-Erab/Hsd17B10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99714

Artikelnummer: CM0028124



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ERAB/HSD17B10, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Stoffwechsels und von Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERAB/HSD17B10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3028
Gen-ID	3028
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99714
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel