


Anti-Erap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nz08

Artikelnummer: CM0011592



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler ERAP1-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt endogenes ERAP1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Antigenprozessierung der MHC-Klasse I und Blutdruckregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALAP; A-LAP; ARTS1; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS-AP; ERAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51752
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 842-941 von humanem ERAP1 (Q9NZ08) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZ08
Proteinmasse	107 kDa
Versand	Eisbeutel