


Anti-ErbB2Ip Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rt1

Artikelnummer: CM0028696



Einführung

Hochwertiger Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes ERBB2IP (Erbin, LAP2). Validiert für WB und ELISA. Unentbehrlich für die Erforschung von ERBB2-Signalwegen, Keratinozytendifferenzierung und NF-κB-Regulation im Epithelgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERBB2IP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
Art	Mensch
GenID	55914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1152-1371 des humanen ERBB2IP (NP_061165.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96RT1
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Eisbeutel