

Anti-ErbB3/Her3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21860

Artikelnummer: CM0005349



Einführung

CamelBio bietet einen -konjugierten Kaninchen-Anti-Human-ErbB3/HER3 monoklonalen Antikörper an, der für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Zielt auf die extrazelluläre Domäne ab, ideal zur Untersuchung der HER3-Signalisierung in menschlichen epithelialen und Hirngeweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human ErbB3/HER3 mAk
Bemerkungen/Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2-Rezeptor-Tyrosinkinase 3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2065
GenID	2065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-643 von menschlichem ErbB3/HER3 (NP_001973.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21860
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel