

Monoklonaler Anti-ErbB3/Her3-Antikörper (, Kaninchen) Für Die Durchflusszytometrie - P21860

Artikelnummer: CM0007754



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ErbB3/HER3, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Geeignet zum Nachweis der Rezeptor-Tyrosinkinase erbB-3 in Untersuchungen der Zelloberfläche und intrazellulär.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes-ErbB3/HER3-mAb
Bemerkungen/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2065
GeneID	2065
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-643 des humanen ErbB3/HER3 (NP_001973.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21860
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Kühlakku