


Anti-ErbB3/Her3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Artikelnummer: CM0017749



Einführung

Anti-ErbB3/HER3 polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-ErbB3/HER3. Zielt auf eine Neuregulin-Rezeptor-Tyrosinkinase ab, die in der Krebsforschung von Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ErbB3/HER3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2065
Gen-ID	2065
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 20-285 des humanen ErbB3/HER3 (NP_001973.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21860
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Eisbeutel