


Anti-ErbB4/Her4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15303

Artikelnummer: CM0002270



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ErbB4/HER4, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für WB und ELISA, zielt auf einen Rezeptor-Tyrosinkinase ab, der an Entwicklung und Krebs beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ErbB4/HER4 Kaninchen mAb
Bugs/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2066
Gen-ID	2066
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1200-1308 von humanem ErbB4/HER4 (Q15303) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15303
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eisbeutel