


Anti-ErbB4/Her4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15303

Artikelnummer: CM0027940



Einführung

ErbB4/HER4 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt ErbB4 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2066
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15303
Proteingewicht	147 kDa
Versand	Eisbeutel