


Anti-ErbB4/Her4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15303

Artikelnummer: CM0015272



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf humanes ErbB4/HER4 abzielt, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Forschung an Neuregulin/EGF-Signalgebung, Entwicklung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ErbB4/HER4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2066
GeneID	2066
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1150-1250 von humanem ErbB4/HER4 (NP_005226.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q15303
Proteingewicht	147kDa
Versand	Eistasche