

Anti-Erc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iud2

Artikelnummer: CM0025793

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ERC1 (ELKS/Rab6IP2), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von NF-kB-Signalgebung, synaptischer Organisation und Membrantransport. Molekulargewicht: 128 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	23085
GeneID	23085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 700-850 des humanen ERC1 (NP_829884.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUD2
Protein-Gewicht	128kDa
Versand	Eistasche