

## Anti-Erc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15083

Artikelnummer: CM0022300

### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen ERC2 (CAST/CAST1), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Organisation der präsynaptischen aktiven Zone und der Neurotransmitterfreisetzung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ERC2 Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 26059                                                                                                                                                     |
| GenID             | 26059                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 770-850 von menschlichem ERC2 (NP_056391.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                               |
| SWISS             | O15083                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 111kDa                                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                 |