

Anti-Ercc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07992

Artikelnummer: CM0010424



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ERCC1 (P07992), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der DNA-Reparatur, der Reparatur von Interstrand-Quervernetzungen und der Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERCC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2067
GenID	2067
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-200 von humanem ERCC1 (P07992) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07992
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel