

Anti-Ercc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07992

Artikelnummer: CM0026727



Einführung

Validieren Sie den anti-ERCC1 Kaninchen-polyklonalen Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-ERCC1, ein Schlüsselprotein der DNA-Reparatur. Ideal für die Forschung in genomischer Stabilität und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UV20; COF54; RAD10; ERCC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2067
GeneID	2067
Immunogen	Rekombinantes Protein, Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-323 des humanen ERCC1 (NP_973730.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07992
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche