


## Anti-Ercc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19447

Artikelnummer: CM0015149



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ERCC3 (XPB), validiert für WB und ELISA. Geeignet für humane, murine und Rattenproben. Ideal für Transkriptions- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Detail                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ERCC3 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3                                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 2071                                                                                                                        |
| GeneID            | 2071                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 512-782 von humanem ERCC3 (NP_000113.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P19447                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 89kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |