

Anti-Ercc4 (Xpf) Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q92889

Artikelnummer: CM0030085



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen humanes ERCC4 (XPF), validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die DNA-Reparatur-Endonuklease XPF ab, unverzichtbar für Forschung zur Nukleotid-Exzisionsreparatur, Interstrang-Quervernetzungsreparatur und Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERCC4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	XPF; RAD1; FANCD1; XFEPS; ERCC11; ERCC4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2072
GeneID	2072
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 513-782 von humanem ERCC4 (NP_005227.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92889
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel