


Anti-Ercc5 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P28715

Artikelnummer: CM0020513



Einführung

ERCC5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ERCC5 (XPG), eine wichtige DNA-Reparatur-Endonuklease. Geeignet für die Erforschung der Nukleotid-Exzisionsreparatur und der genomischen Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERCC5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	XPG; UVDR; XPGC; COFS3; ERCM2; ERCC5-201; ERCC5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2073
GeneID	2073
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des humanen ERCC5 (NP_000114.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28715
Proteingewicht	133 kDa
Versand	Kühlakku