

Anti-Ercc6L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5T890

Artikelnummer: CM0016165



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ERCC6L2 (RAD26L). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Unterstützt die Forschung zur Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen und zur Chromatinerhaltung. Vorhergesagtes MG 177 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERCC6L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	375748
GenID	375748
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1262-1561 von menschlichem ERCC6L2 (NP_064592.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5T890
Proteingewicht	177kDa
Versand	Eisbeutel