

Anti-Ercc8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13216

Artikelnummer: CM0028887



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ERCC8 (CSA). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu transkriptionsgekoppelter Nukleotidexzisionsreparatur, Cockayne-Syndrom und DNA-Schadensantwort. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 44 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ERCC8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
Spezies	Mensch
GenelD (Human)	1161
GenelD	1161
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13216
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche