

Anti-Ereg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14944

Artikelnummer: CM0024051



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EREG (Proepiregulin) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für EGFR-Signalweg-, Krebs- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EREG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER, Ep, EPR, EREG
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2069
Gen-ID	2069
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-169 von humanem EREG (NP_001423.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14944
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche