


Anti-Erf3A/Gspt1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15170

Artikelnummer: CM0012525



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen eRF3A/GSPT1, reaktiv in Human und Ratte, für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Wichtig für Translationsterminierung und nonsense-vermittelten mRNA-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eRF3A/GSPT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2935
GeneID	2935
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von eRF3A/GSPT1 entspricht (NP_001123479.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P15170
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel