

Anti-Erg Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11308

Artikelnummer: CM0007666



Einführung

Hochleistungsfähiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ERG (SWISS P11308). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal für Krebsforschung, Studien zur Transkriptionsregulation und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p55; erg-3; ERG
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2078
GenID	2078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 379-479 des humanen ERG enthält. (NP_891548.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11308
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel