

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Erg-Antikörper Für Wb, Elisa - P11308

Artikelnummer: CM0015110



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ERG, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zur Transkriptionsregulation und Krebsforschung. - P11308

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERG-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p55; erg-3; ERG
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2078
Gen-ID	2078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-280 des humanen ERG entspricht (NP_891548.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11308
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku