

Anti-Ergic2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96Rq1

Artikelnummer: CM0027843

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ERGIC2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit der Maus. Targett ER-Golgi-Transportprotein, 43 kDa. Ideal für Forschung zum intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERGIC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51290
Gen-ID	51290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 55-310 des humanen ERGIC2 (NP_057654.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96RQ1
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel