

Anti-Erk1 (Mapk3) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27361

Artikelnummer: CM0002329



Einführung

Monoklonaler Antikörper gegen ERK1 (MAPK3). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem ERK1, 43 kDa. Essentielle MAPK-Kaskaden-Kinase für Zellwachstum, Adhäsion, Überleben und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] ERK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
Spezies (Ziel)	Human
Gen-ID (Human)	5595
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ERK1 (P27361) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P27361
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel