

Anti-Erk1/2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482/P27361

Artikelnummer: CM0010941



Einführung

CamelBio's Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen ERK1/2 (MAPK1/3). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der MAPK/ERK-Signalübertragung bei Zellwachstum und -differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERK1/2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 180-360 von humanem ERK2 (P28482) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28482/P27361
Protein-Gewicht	42 kDa/44 kDa
Versand	Eistasche