


Anti-Erk1/Erk2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Artikelnummer: CM0022556



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ERK1/ERK2 (MAPK3/MAPK1). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der MAPK/ERK-Signalübertragung bei Zellwachstum, Differenzierung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERK1 / ERK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MAPK1/MAPK3; ERK1 / ERK2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482/P27361
Proteingewicht	36 kDa/41 kDa/38 kDa/40 kDa/43 kDa
Versand	Kühlakku