

Anti-Erk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482

Artikelnummer: CM0014390



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes ERK2 (MAPK1) gerichtet ist, für den Einsatz in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für Untersuchungen des MAPK/ERK-Signalwegs und der Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ERK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5594
GenID	5594
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem ERK2 (NP_002736.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel