

Anti-Erk5 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q13164

Artikelnummer: CM0011501



Einführung

ERK5 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der MAPK-Signalübertragung, Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose und kardialen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERK5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
Spezies	Human
GenID	5598
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13164
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel