

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Erk5-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13164

Artikelnummer: CM0018899



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ERK5 (MAPK7/BMK1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen den MAPK-Signalweg sowie die Zellproliferation und -differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERK5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5598
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13164
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Kühlakku