


Anti-Erlin-2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O94905

Artikelnummer: CM0002545



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Erlin-2 (ERLIN2, SPFH2). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Erlin-2. Ideal für Forschung zu ERAD und Cholesterinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Erlin-2 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	NET32; SPFH2; SPG18; C8orf2; Erlin-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11160
Gen-ID	11160
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Erlin-2 (O94905) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94905
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eiskühlung