


Anti-Erlin1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75477

Artikelnummer: CM0013055



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ERLIN1, geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt zur Unterstützung der Forschung an ER-assoziiierter Degradation und Cholesterinmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERLIN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
Spezies	Mensch
GenelD	10613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 259-348 von humanem ERLIN1 (NP_006450.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75477
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel