

Anti-Ermap Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96PI5

Artikelnummer: CM0015473

Einführung

Anti-ERMAP Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem ERMAP, einem 53 kDa großen erythroiden Membranprotein, das an Zelladhäsion und Blutgruppenantigen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERMAP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	114625
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-155 des menschlichen ERMAP (NP_061008.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96PL5
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel