

Anti-Erp19 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95881

Artikelnummer: CM0006136



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ERp19 (Thioredoxin-Domänen-haltiges Protein 12), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung der Proteinfaltung und Disulfidbrückenbildung im ER.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Erp19 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AG1; AGR1; ERP16; ERP18; ERP19; TLP19; hAG-1; PDIA16; hTLP19; ERp19
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51060
Gen-ID	51060
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ERp19 (NP_056997.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O95881
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel