

Anti-Erp29 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30040

Artikelnummer: CM0003621



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ERp29 (ERp28/ERp31), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der ER-Proteinfaltung und des sekretorischen Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERp29 Kaninchen mAk
Bemerkungen / Aliase	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10961
GenID	10961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-102 des humanen ERp29 (P30040) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30040
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel