

Anti-Erp29 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30040

Artikelnummer: CM0028011



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ERp29 (ERp28/ERp31) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur ER-Proteinfaltung und zum sekretorischen Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ERp29 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10961
Gen-ID	10961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-261 von menschlichem ERp29 (NP_006808.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30040
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel