

Anti-Erp44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bs26

Artikelnummer: CM0026870



Einführung

ERP44 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der ER-Proteinretention, des oxidativen Faltens und der Calcium-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERP44 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDIA10; TXNDC4; ERP44
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23071
Gen-ID	23071
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 57-406 von humanem ERP44 (NP_055866.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BS26
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel